

DSON 得声试验仪器设备有限公司

环境试验设备 规格总表 | 14 个产品系列

www.deshengtest.com | 2026-08 | 规格可依实际需求与配置调整，最终以正式报价书及技术协议为准

DTH SERIES 恒温恒湿试验箱

核心规格

项目	内容
标准容积	165L、225L、408L、800L、1000L
温度范围	典型 -70℃ 至 +150℃，以选型为准
湿度范围	10% 至 98%RH，依温度条件确认
控制方式	触控式程序控制

DTH 标准型号与尺寸

型号	内箱尺寸 W×D×H	外箱尺寸 W×D×H	内容积	净重（配置值）	占地空间 W×D
DTH-A165	50 × 55 × 60	113 × 82 × 147	165L	325 / 300kg	170 × 200
DTH-B225	50 × 60 × 75	113 × 87 × 162	225L	380 / 350kg	170 × 210
DTH-C408	60 × 80 × 85	125 × 112 × 172	408L	520 / 450 / 410kg	180 × 240
DTH-D800	100 × 80 × 100	165 × 112 × 187	800L	610 / 525 / 495kg	220 × 240
DTH-E1000	100 × 100 × 100	173 × 133 × 187	1000L	760 / 700 / 640kg	220 × 240

DTH 标准型号与尺寸

项目	DTH-A165	DTH-B225	DTH-C408	DTH-D800	DTH-E1000
高温上限选项	+100℃ / +150℃	+100℃ / +150℃	+100℃ / +150℃	+100℃ / +150℃	+100℃ / +150℃
升温时间（20℃至上限）	30 / 45min	30 / 45min	30 / 45min	30 / 45min	50 / 65min
低温等级选项	0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃	0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃	0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃	0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃	0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃
内箱材料	SUS#304 不锈钢	SUS#304 不锈钢	SUS#304 不锈钢	SUS#304 不锈钢	SUS#304 不锈钢
外箱材料	SUS#304 不锈钢或外箱体涂装（3B 表面处理）	SUS#304 不锈钢或外箱体涂装（3B 表面处理）	SUS#304 不锈钢或外箱体涂装（3B 表面处理）	SUS#304 不锈钢或外箱体涂装（3B 表面处理）	SUS#304 不锈钢或外箱体涂装（3B 表面处理）
保温材料	防火 PU 发泡（70℃ ~ 100℃）或玻璃纤维 + 防火 PU 发泡（110℃以上）	防火 PU 发泡（70℃ ~ 100℃）或玻璃纤维 + 防火 PU 发泡（110℃以上）	防火 PU 发泡（70℃ ~ 100℃）或玻璃纤维 + 防火 PU 发泡（110℃以上）	防火 PU 发泡（70℃ ~ 100℃）或玻璃纤维 + 防火 PU 发泡（110℃以上）	防火 PU 发泡（70℃ ~ 100℃）或玻璃纤维 + 防火 PU 发泡（110℃以上）

DTH 标准型号与尺寸

低温目标	DTH-A165	DTH-B225	DTH-C408	DTH-D800	DTH-E1000
-70℃	80min	75min	60min	75min	95min
-60℃	65min	70min	55min	70min	85min
-50℃	50min	55min	50min	70min	70min
-40℃	45min	40min	45min	50min	50min
-30℃	35min	30min	40min	50min	35min
-20℃	30min	25min	30min	30min	25min
-10℃	20min	20min	20min	20min	20min
0℃	10min	10min	15min	15min	15min

主要装置与使用条件

循环系统	机械式对流系统
冷冻系统	空气冷却密闭型 / 半密闭型压缩机, HFC 环保冷媒; 一元式或二元式配置
加热系统	平衡温度控制 P.I.D + P.L.C + A.D + S.S.R
加湿系统	平衡湿度控制 P.I.D + P.L.C + A.D + S.S.R
加湿给水	自动水位控制 + 可回收供给系统
控制器	DTA 7寸触控式控制器
电源	AC 220V / 单相 3线; AC 380V / 三相 5线
用水	蒸馏水
环境温度	+5℃ ~ +30℃
选配附件	时序插座、CM 通讯介面、大视窗及其他项目配置

JHHS SERIES 多层式恒温恒湿试验箱

核心规格

项目	内容
参考型号	JHHS-415T
结构	双层独立试验空间
试验类型	恒温、恒湿及交变湿热
配置方式	容积与温湿度条件按项目确认

多层式恒温恒湿试验箱

型号	JHHS-415T
内箱尺寸	(500 × 600 × 550 mm) × 2 层
内容积	165 L × 2
外箱尺寸	1150 × 1580 × 1840 mm
温度范围	-70°C ~ +150°C
湿度范围	10% ~ 98%RH
温湿度稳定度	温度 ±0.2°C；湿度 ±2%RH
均匀度	温度 ±1.0°C；湿度 ±3%RH（中心点）
解析度	温度 0.01°C；湿度 0.1%RH
结构与电源	内箱 SUS#304；JHH-2011 触摸控制器；AC 220V 单相三线

快速温变试验箱

核心规格

项目	内容
温度范围	-70℃ 至 +150℃
升降温性能	5℃ 至 25℃/min，依型号与负载确认
湿度选配	20% 至 98%RH
标准台体	800L 参考规格，可依需求定制

800L 标准型规格

内部尺寸 W×D×H	1000 × 1000 × 800 mm
内容积	800L
温度范围	-70℃ ~ +150℃
温度稳定度	±0.5℃ (-70℃ ~ +150℃稳定时)
温度均匀度	±2℃
温度解析度	0.01℃
升降温性能	5℃ ~ 25℃/min
控制方式	平衡调温方式 P.I.D + P.L.C + S.S.R
电源	AC 380V，三相四线，50Hz
使用环境	环境温度 +5℃ ~ +30℃；冷却水温度 +5℃ ~ +30℃

冷冻、结构与控制配置

系统	项目	规格
制冷系统	制冷方式	机械式二元冷冻方式（水冷）
制冷系统	压缩机	半封闭式压缩机，可配置德国比泽尔或意大利富士豪变频压缩机组
制冷系统	节流装置	毛细管、热力膨胀阀方式
制冷系统	蒸发器	翅片式蒸发器
制冷系统	冷媒	R404A / R23
箱体结构	箱体	内箱 SUS#304 不锈钢；外箱粉体烤漆
箱体结构	门	右把手、左铰链
箱体结构	隔热材料	玻璃棉 + 硬质聚氨酯发泡
箱体结构	加热器	镍铬电热丝加热器
箱体结构	风机	离心式风扇
箱体结构	视窗	400 × 600 mm，5层强化玻璃
标准配置	控制器与保护	彩色液晶触控式温湿度程序控制器、操作开关、漏电开关、试料电源控制端子、时间信号端子、温度过升防止器

执行标准

标准	名称
GB/T 2423.3-93	湿热试验箱试验方法
GB 10589-89	低温试验箱技术条件
GB 10592-89	高低温试验箱技术条件
GB/T 10586-89	湿热试验箱技术条件
GB 11158	高温试验箱技术条件
GB/T 2423.2-2001	高温试验箱试验方法
GB/T 2423.1-2001	低温试验箱试验方法
GB/T 2423.4-93	交变湿热试验方法

PJHH SERIES 药品稳定性试验箱

核心规格

项目	内容
参考型号	PJHH-B、PJHH-D
试验类型	长期、加速及稳定性试验
控制	温湿度程序控制
记录	可按项目配置数据记录功能

药品稳定性试验箱

项目	PJHH-B	PJHH-D
内箱尺寸	500 × 600 × 750 mm	1000 × 800 × 1000 mm
外箱尺寸	1120 × 930 × 1620 mm	1670 × 1130 × 1870 mm
内容积	225 L	800 L
温度范围	+5℃ ~ +80℃	+5℃ ~ +80℃
湿度范围	30% ~ 95%RH	30% ~ 95%RH
升温 / 降温时间	约 20 min / 30 min	约 20 min / 30 min
温度均匀度	±1.0℃	±1.5℃
湿度均匀度	±3%RH（中心点）	±3%RH（中心点）
稳定度	温度 ±0.2℃；湿度 ±2%RH	温度 ±0.2℃；湿度 ±2%RH
参考应用	ICH Q1A、FDA、GMP、GLP 相关稳定性试验条件	ICH Q1A、FDA、GMP、GLP 相关稳定性试验条件

WALK-IN SERIES 步入式恒温恒湿试验室

核心规格

项目	内容
结构	步入式试验室
适用对象	大型工件、整机及批量样品
环境条件	温湿度范围按项目确认
尺寸	可依据样品、场地与负载定制

步入式恒温恒湿室 DATH 系列

型号	内箱尺寸 W×D×H	外箱尺寸 W×D×H	低温	升温/降温时间	220V 三相电流	380V 三相电流
DATH-A1	208 × 203 × 210 cm	330 × 225 × 242 cm	-10℃	60 / 60 min	65A	40A
DATH-A2	208 × 203 × 210 cm	330 × 225 × 242 cm	-20℃	60 / 60 min	70A	45A
DATH-A4	200 × 195 × 210 cm	330 × 225 × 252 cm	-40℃	60 / 120 min	65A	50A
DATH-B1	298 × 203 × 210 cm	420 × 225 × 242 cm	-10℃	60 / 60 min	90A	55A
DATH-B2	290 × 203 × 210 cm	420 × 225 × 242 cm	-20℃	60 / 60 min	100A	60A
DATH-B4	290 × 195 × 210 cm	440 × 225 × 252 cm	-40℃	60 / 120 min	110A	65A
DATH-C1	380 × 203 × 210 cm	510 × 225 × 242 cm	-10℃	60 / 60 min	110A	60A
DATH-C2	388 × 203 × 210 cm	510 × 225 × 242 cm	-20℃	60 / 60 min	115A	70A
DATH-C4	380 × 195 × 210 cm	540 × 315 × 252 cm	-40℃	60 / 120 min	140A	85A
DATH-D1	388 × 293 × 210 cm	510 × 315 × 242 cm	-10℃	60 / 60 min	160A	95A
DATH-D2	388 × 293 × 210 cm	510 × 315 × 242 cm	-20℃	60 / 60 min	170A	100A
DATH-D4	388 × 293 × 210 cm	540 × 315 × 252 cm	-40℃	60 / 120 min	215A	125A

JHWA SERIES 光伏组件专用试验箱

核心规格

项目	内容
参考型号	JHWA-R12T-8P、JHWA-412T-8P 等
适用试验	湿热、湿冻与温度循环
空间	按组件尺寸与数量配置
配置	按负载与现场条件确认

光伏组件专用试验箱

型号	JHWA-R12T-8P	JHWA-412T-8P	JHWP-R12T-12P	JHWP-412T-12P
内箱尺寸	1600 × 1400 × 2300 mm	1600 × 1400 × 2300 mm	2200 × 1600 × 2300 mm	2200 × 1600 × 2300 mm
外箱尺寸	2250 × 3120 × 2730 mm	2250 × 3120 × 2730 mm	2450 × 3530 × 2730 mm	2450 × 3530 × 2730 mm
内容积	5152 L	5152 L	8096 L	8096 L
组件容量	1000 × 50 × 2000 mm, 8 件	1000 × 50 × 2000 mm, 8 件	1000 × 50 × 2000 mm, 12 件	1000 × 50 × 2000 mm, 12 件
温度范围	0℃ ~ +120℃	-40℃ ~ +120℃	0℃ ~ +120℃	-40℃ ~ +120℃
湿度范围	20% ~ 95%RH	20% ~ 95%RH	20% ~ 95%RH	20% ~ 95%RH
快速降温	标准	-40℃ ~ +85℃, ≥3.3℃/min (线性)	标准	-40℃ ~ +85℃, ≥3.3℃/min (线性)
控制性能	温度均匀度 ±1℃; 湿度均匀度 ±5%RH; 温度波动 ±0.2℃; 湿度波动 ±2%RH	温度均匀度 ±1℃; 湿度均匀度 ±5%RH; 温度波动 ±0.2℃; 湿度波动 ±2%RH	温度均匀度 ±1℃; 湿度均匀度 ±5%RH; 温度波动 ±0.2℃; 湿度波动 ±2%RH	温度均匀度 ±1℃; 湿度均匀度 ±5%RH; 温度波动 ±0.2℃; 湿度波动 ±2%RH
参考标准	IEC 61215、GB 9535、IEC 61646、GB 18911、UL 1703、IEEE 1513、IEC 62108	IEC 61215、GB 9535、IEC 61646、GB 18911、UL 1703、IEEE 1513、IEC 62108	IEC 61215、GB 9535、IEC 61646、GB 18911、UL 1703、IEEE 1513、IEC 62108	IEC 61215、GB 9535、IEC 61646、GB 18911、UL 1703、IEEE 1513、IEC 62108

DLCT SERIES 两箱式冷热冲击试验箱

核心规格

项目	内容
参考型号	DLCT-B2 至 DLCT-D4
内箱尺寸	40×40×30、50×50×30、60×60×30cm
高温冲击	+60℃ 至 +150℃
低温冲击	-10℃ 至 -65℃，依型号确认

冷热冲击试验箱 DLCT 系列

型号	内箱尺寸	外箱尺寸	满载电流 MAX	功率	水塔	水管出口
DLCT-B2	40 × 40 × 30 cm	136 × 192 × 205 cm	220V 3相 61A / 380V 3相 35A	23.1KW	8吨	1 1/2 英寸
DLCT-B3	40 × 40 × 30 cm	136 × 192 × 205 cm	220V 3相 61A / 380V 3相 35A	23.1KW	8吨	1 1/2 英寸
DLCT-B4	40 × 40 × 30 cm	136 × 192 × 205 cm	220V 3相 70A / 380V 3相 40A	26.4KW	10吨	1 1/2 英寸
DLCT-C2	50 × 50 × 30 cm	146 × 230 × 220 cm	220V 3相 96A / 380V 3相 55A	36.3KW	15吨	2 英寸
DLCT-C3	50 × 50 × 30 cm	146 × 230 × 220 cm	220V 3相 96A / 380V 3相 55A	36.3KW	15吨	2 英寸
DLCT-C4	50 × 50 × 30 cm	146 × 230 × 220 cm	220V 3相 105A / 380V 3相 60A	39.6KW	15吨	2 英寸
DLCT-D2	60 × 60 × 30 cm	162 × 232 × 220 cm	220V 3相 96A / 380V 3相 55A	36.3KW	15吨	2 英寸
DLCT-D3	60 × 60 × 30 cm	162 × 232 × 220 cm	220V 3相 105A / 380V 3相 60A	39.6KW	15吨	2 英寸
DLCT-D4	60 × 60 × 30 cm	162 × 232 × 220 cm	220V 3相 110A / 380V 3相 63A	41.6KW	15吨	2 英寸

各型号温度、负载与回复时间

型号	预冷温度	低温冲击	模拟负载 IC	高温冲击回复	低温冲击回复	预热时间	预冷时间
DLCT-B2	-10℃ ~ -60℃	-10℃ ~ -40℃	2.5kg	-40℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -40℃ / 5min	50min	60min
DLCT-C2	-10℃ ~ -60℃	-10℃ ~ -40℃	5.0kg	-40℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -40℃ / 5min	45min	60min
DLCT-D2	-10℃ ~ -60℃	-10℃ ~ -40℃	7.5kg	-40℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -40℃ / 5min	45min	80min
DLCT-B3	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -55℃	2.5kg	-55℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -55℃ / 5min	50min	75min
DLCT-C3	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -55℃	5.0kg	-55℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -55℃ / 5min	45min	75min
DLCT-D3	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -55℃	7.0kg	-55℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -55℃ / 5min	45min	80min
DLCT-B4	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -65℃	2.5kg	-65℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -65℃ / 5min	50min	75min
DLCT-C4	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -65℃	5.0kg	-65℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -65℃ / 5min	45min	75min
DLCT-D4	-10℃ ~ -80℃	-10℃ ~ -65℃	7.5kg	-65℃ → +150℃ / 5min	+150℃ → -65℃ / 5min	45min	80min

控制系统与安全保护

结构	双室设计（热室或冷室），强力气体驱动阻尼器
内外箱材料	内箱 SUS#304 不锈钢；外箱 SUS#304 不锈钢，3B 表面处理
测试篮	不锈钢网架或不锈钢板
冷冻系统	二元式 Cascade Refrigeration System，水冷方式
环境温度	5℃ ~ 30℃
预热 / 高温冲击	预热 +60℃ ~ +200℃；高温冲击 +60℃ ~ +150℃
温度均匀度	±2℃
感温器	PT100Ω × 3
控制器	7寸触控面板
设定范围	温度 -100.00℃ ~ +200.00℃；时间 0H1M ~ 9999H59M；循环 0 ~ 10000 次
解析度	温度 0.01℃；时间 1min
控制方式	P.I.D + P.L.C + A.D + S.S.R
扩充功能	光耦 DC/AC 接口、高精度 12BIT D/A 转换、温度记录器、关机记忆
安全系统	漏电与无熔丝断路、预热/预冷区温度、冷媒压力、压缩空气、冷却水、压缩机/风扇/马达过载、防雷突波、保险丝、错相、超温/低温及控制器内外部诊断保护，并提供故障原因提示

适用试验标准摘要

标准	主要温度 / 时间条件	循环与备注
MIL-STD-883E Method 1010.7	高温最高 +150℃；低温最低 -65℃；驻留时间 10 ~ 15min	至少 10 次；初始点可为低温或高温；转换时间小于 1min
JIS C0025 / IEC 68-2-14 / GB 2423.22	高温 +70℃ / +85℃ / +100℃ / +125℃；低温最低 -65℃；驻留 30min ~ 3hr	一般 5 次；自动转换不超过 30sec，小试件不超过 10sec
IPC 2.6.7	高温最高 +150℃；低温最低 -65℃；驻留 15min	100 次；恢复时间 2min 以内；试验结束点在高温
Bellcore GR-1221-CORE	+70℃ / +85℃ 与 -40℃组合；驻留时间不低于 15min	500 次或 1000 次
JESD22 A104-A	高温最高 +150℃；低温最低 -65℃；驻留时间 10 ~ 15min	抽样 10 次可接受；1000 次合格；转换与驻留合计不超过 15min

适用试验标准摘要

标准	5T	4T	3T	适用说明
MIL-STD-883E Method 1010.7	○	○ / ※	—	4T 在最低温组合下需按条件确认
JIS C0025 / IEC 68-2-14 / GB 2423.22	○	○ / ※	○ / ※ / —	随高低温组合与小试件转换时间变化
IPC 2.6.7	○ / ※	○ / ※	○ / ※ / —	随 +85℃ ~ +150℃及 -40℃ ~ -65℃组合变化
Bellcore GR-1221-CORE	○	○	○	资料所列 +70℃ / +85℃ 与 -40℃组合均适用
JESD22 A104-A	○	○ / ※	○ / —	随循环温度组合变化

JHS SERIES 三箱式冷热冲击试验箱

核心规格

项目	内容
结构	高温区、低温区与测试区
适用试验	冷热冲击与温度循环
切换	气门快速切换
配置	温度等级与测试区尺寸按项目确认

三箱式冷热冲击试验箱

型号系列	JHSA-315T/415T/515T、JHSB-315T/415T/515T、JHSC-315T/415T/515T、JHSD-315T/415T、JHSE-315T/415T
预热温度	+60℃ ~ +200℃
预冷温度	-10℃ ~ -70℃ (依型号)
高温冲击	+60℃ ~ +150℃
低温冲击	0℃ ~ -55℃ / 0℃ ~ -65℃ (依型号)
温度均匀度	±2℃
转换时间	<10 s
控制方式	触摸屏程序控制；高低温区与测试区自动切换

JHSR SERIES 等均温冷热冲击试验箱

核心规格

项目	内容
系列	JHSR
试验类型	等均温快速循环与冷热冲击
控制	温变速率按试验条件设定
配置	温度范围与负载按项目确认

等均温冷热冲击试验箱

型号系列	JHSR-A3/B3/C3/D3、JHSR-A4/B4/C4
预热 / 预冷	+60°C ~ +200°C / -10°C ~ -70°C
高温冲击	+60°C ~ +150°C
低温设定	0°C ~ -40°C 或 0°C ~ -55°C
温度变化速率	5 ~ 30°C/min 或 5 ~ 40°C/min (依型号)
温度均匀度	±3°C
转换时间	<10 s
传感与控制	PT100Ω × 3; 触摸屏程序控制

JHVE SERIES 温湿度振动三综合试验箱

核心规格

项目	内容
系列	JHVE
组合条件	温度、湿度与振动
适用对象	电子产品、部件与模组
配置	振动接口与环境条件按项目确认

温湿度振动三综合试验箱

型号	JHVE-415T
内箱尺寸 / 容积	1000 × 1000 × 1000 mm / 1000 L
高温范围	+100°C / +150°C
低温等级	-70°C、-40°C、-20°C、0°C 可选
升温时间	30 min (至 +100°C) / 45 min (至 +150°C)
湿度范围	10% ~ 98%RH
均匀度	温度 ±1.0°C (-40~100°C) 或 ±1.5°C (100.1~150°C) ； 湿度 ±3%RH
稳定度 / 解析度	温度 ±0.2°C / 0.01°C； 湿度 ±2%RH / 0.1%RH
电源	AC 380V 三相五线；电动升降结构

JHESS SERIES 四合一 ESS 应力筛选试验箱

核心规格

项目	内容
系列	JHESS
组合能力	快速温变、凝露、湿度循环与振动
应用	环境应力筛选
配置	试验程序与接口按项目确认

四合一试验箱（ESS 应力筛选）

目录型号	JHESS-512L
内箱尺寸 / 容积	800 × 800 × 800 mm / 512 L
外箱尺寸	1900 × 2070 × 2370 mm
温度范围	-40°C ~ +125°C
温度变化速率	3 ~ 25°C/min
静态负载	≤30 kg
预冷能力	室温至 -70°C, 约 80 min
稳定度 / 噪声	温度稳定度 ±0.5°C; 噪声 ≤70 dB
参考标准	MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB 1032-90、GJB/Z 34-5.1.6、IPC-9701

JHL SERIES 盐雾试验箱

核心规格

项目	内容
参考型号	JHL-60-SS 至 JHL-200-NS
容量范围	108L 至 1440L
试验条件	NSS、ACSS、CASS
适用对象	金属、涂层及零部件

盐雾试验箱

型号	JHL-60-SS	JHL-90-BS	JHL-120-NS	JHL-160-NS	JHL-200-NS
内箱尺寸	600×450×400	900×600×500	1200×850×500	1600×1000×500	2000×1200×600 mm
外箱尺寸	1130×630×1070	1460×910×1280	2200×1200×1450	2600×1450×1550	3000×1650×1600 mm
容积	108 L	270 L	480 L	800 L	1440 L
试验温度	NSS / ACSS: 35±1℃; CASS: 50±1℃	NSS / ACSS: 35±1℃; CASS: 50±1℃	NSS / ACSS: 35±1℃; CASS: 50±1℃	NSS / ACSS: 35±1℃; CASS: 50±1℃	NSS / ACSS: 35±1℃; CASS: 50±1℃
饱和空气温度	NSS / ACSS: 47±1℃; CASS: 63±1℃	NSS / ACSS: 47±1℃; CASS: 63±1℃	NSS / ACSS: 47±1℃; CASS: 63±1℃	NSS / ACSS: 47±1℃; CASS: 63±1℃	NSS / ACSS: 47±1℃; CASS: 63±1℃
盐水箱容量	15 L	25 L	25 L	40 L	40 L

JHR SERIES 耐雨淋试验箱

核心规格

项目	内容
系列	JHR
防水条件	IPX1 至 IPX6 相关条件
适用对象	外壳、零部件与整机
配置	喷淋方式与样品尺寸按项目确认

耐雨淋试验箱

型号系列	JHR-C (IEC 60529 / DIN 40050) ； JHR-A、JHR-B (淋雨喷雾)
JHR-C 内 / 外尺寸	1800 × 1800 × 2000 mm (R 800 mm) / 2300 × 2000 × 2400 mm
IPX1 / IPX2	滴水量约 1 ~ 1.5 mm/min / 1 ~ 3.5 mm/min
IPX3 / IPX4	摆管角度 ±60° / ±180°； 0.07 L/min/喷嘴
IPX5 / IPX6	喷水流量 12.5 L/min / 100 L/min
试验架	高度 200 ~ 1000 mm； 转速 1 ~ 5 RPM
JHR-A / B 尺寸	内箱 1100 × 1100 × 1000 mm； 外箱 1450 × 1300 × 2000 mm
电源	AC 380V 三相五线

JH-1000 SERIES 耐砂尘试验箱

核心规格

项目	内容
系列	JH-1000
试验环境	粉尘与砂尘模拟
适用对象	外壳、零部件与整机
配置	粉尘浓度与试验空间按项目确认

耐砂尘试验箱

型号系列	JH-1000F (F1/F2/F3) 、JH-1000C (C1/C2)
内箱尺寸	1000 × 1000 × 1000 mm
温度 / 湿度	25℃ ~ 40℃ / 45% ~ 85%RH
粉尘浓度	F1 ≥6000 mg/m3; F2 ≥3000 mg/m3; F3 ≥100 mg/m3; C1 ≥5000 mg/m3; C2 ≥100 mg/m3
粉尘循环时间	1 s ~ 99 h
试验时间	F 系列: 0~999 s、0~99.9 h; C 系列: 0~99.9 h
电源 / 重量	AC 380V 三相五线 / 约 355 kg
参考标准	JIS D0207、CNS 7139、IEC 60529、GB 4208-2008